

#	დასახელება	აღწერა	შენიშვნა
1	ტესტ-სისტემა SARS-CoV-2 რნმ აღმოსაჩენად ზედა და ქვედა სასუნთქ გზებში რეალური დროის პჯრ მეთოდით.	ტესტ-სისტემა უნდა შეიცავდეს ამპლიფიკაცია/დეტექციისათვის საჭირო, მწარმოებლის მიერ მოთხოვნილ ყველა კომპონენტს. მაგ. - დადებით და უარყოფით კონტროლებს, შიდა კონტროლს(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი რაოდენობით. ტესტ-სისტემას უნდა ქონდეს UNG აქტივაცია, კონტამინაციისაგან დასაცავად და შეეძლოს S გენის ინდივიდუალურად იდენტიფიცირება.	ტესტ-სისტემა თავსევადი უნდა იყოს აპარატ QuantStudio 5 ან GeneXpert-თან ან m2000rt-თან. რეაქციის მიმდინარეობა (Amplification-run time) არ უნდა იყოს 80 წთ-ზე მეტი და შეეძლოს არანაკლებ 3 სამიზნე გენის იდენტიფიცირება.